

Техническое описание

ATS HALOGEN

НАЗНАЧЕНИЕ

ATS HALOGEN - однокомпонентный хлорирующий раствор . Применяется для обработки подошв из ТЭП и вулканизированной резины до нанесения полиуретанового клея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бесцветная жидкость

Плотность (при t 23 °C) - 0,90 ± 0,05 г/см³

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести продукт на склеиваемую поверхность подошвы кисточкой или щеткой без металлических частей. Обработанную подошву рекомендуется перевернуть для более качественного хлорирования. После нанесения дать высохнуть в течение 20 минут. Рекомендуется наносить полиуретановый клей не позже 8 часов после обработки раствором.

Необходимое для работы количество раствора следует переливать в другую емкость (стеклянную или полиэтиленовую). Срок жизни перелитого раствора – 8 часов. Отлитый и неиспользованный раствор нельзя снова переливать в оригинальную упаковку. Раствор не разбавлять. После открытия тары ATS HALOGEN нужно использовать в течение месяца.

УПАКОВКА

Пластиковые бутылки по 1 л. В коробе - 12штук.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре 15-25 С°. Срок хранения – 6 месяцев с даты производства. Свойства продукта ухудшаются при хранении во влажных помещениях и под воздействием солнечных лучей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать продукт под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

Персонал должен проводить работы в резиновых перчатках.